

# Titan

## 万能強度試験機

引張・圧縮試験  
最大荷重容量  
5000N (500kg)


# 5kN



Available with  
**TestWise 2017**  
software

+44 (0)1422 366 355  
[www.james-heal.co.uk](http://www.james-heal.co.uk)  
[sales@james-heal.co.uk](mailto:sales@james-heal.co.uk)

大幅に引張、圧縮容量を増加し、多種の治具をラインナップしています。直感的操作が可能なソフトと自動化された操作手順。



### 特徴

#### 最大荷重容量 5kN (500kg)

5000Nまで引張、圧縮力が増えたことで、ラボでの活用範囲が広がりました

#### 5つの新しい治具

治具品揃えや試料グリップ力の強化は、エラストンやリベット、ボタン、ベルクロ、皮革製品の為の試験の範囲を広げます。

#### パラメーター自動設定

テストワイズソフトは選択された規格を自動設定します。これは試験時間の短縮や人的ミスの減少に貢献します。

#### ジョウ自動間隔設置

ジョウの間隔を定規等で計測する事無く、自動で設定されます。正確に再現する事が可能で人的ミスを防止出来ます。

#### 素早く交換可能なロードセル

工具を必要としない交換は非常にシンプルで作業の効率化に貢献します。

#### 迅速なジョウフェース交換

ジョウフェースの交換は工具不要で且つ簡単、工程の効率化に貢献します。

#### ‘スマート’ ボタン

サンプルの取付け、テストスタートはPCでの操作を行わず、ダイレクトに‘スタートボタン’を押す事で作動出来ます。

#### ソフトに閉じるジョウ

試料を装着する場合、最初は指にダメージを与えない為、ジョウは非常に軽くグリップします。

#### 圧縮センサー

トップとボトムグリップが衝突する事象が発生した場合は、圧縮センサーが自動的に試験機を停止します。

#### クリーンな作業環境

電子機器、ケーブル、スイッチ、すっきりと収納されています。

### 寸法

	寸法 (mm)	重量 (kg)
高さ	1339	82.0*
幅	400	
奥行	569	

\* 輸送フレームは除く

### 正規代理店

(株)グロツツ・ベッケルト ジャパン

担当：薩摩 06-6222-9401

Masakazu.satsuma@groz-beckert.com

www.senikiki.com



Available with  
**TestWise 2017**  
software